




Dépistage colorectal

Instructions pour le test de dépistage à domicile

Cette trousse comprend :



1. Vérifiez si vos renseignements personnels sont exacts. Si ce n'est pas le cas, apportez les modifications nécessaires.

Yukon FIT TESTING REQUISITION

For the ColonCheck Yukon for tracking at 867-667-5497 and give the original copy to patient

Lab: Yukon Cancer Centre

Last name: First name: Date collection kit given to patient:

Date of birth: Sex: M F Other: Specimen collection date:

Submitting doctor: Clinic: Health centre: Received date:

Copy report to: Date received:

Previous colorectal cancer screening?
 None screening Previous FIT (gFOBT) Colonoscopy
 Other (specify)

Approx. date:

✓ **Date d'expiration** sur le récipient


✓ **Date de prélèvement** de l'échantillon

✓ **Votre numéro** d'assurance-santé


✓ **Votre date de naissance**

✓ **Votre nom**


2. Remplissez tous les champs. La date est celle du prélèvement de l'échantillon.




3. Urinez et tirez la chasse.






4. Préparez la cuvette.




5. Allez à la selle.



6. Recueillez un échantillon. Grattez la surface des selles avec l'extrémité de la tige (sonde) une ou deux fois. Couvrez la surface rainurée de la tige seulement. Ne creusez pas dans vos selles et ne surchargez pas l'extrémité de la sonde. Une trop grande quantité gâchera l'échantillon.



7. Tirez la chasse.



8. Remettez l'échantillon.

D

DANS LES

2

JOURS

hôpitaux du yukon

Conservez le sac au réfrigérateur jusqu'à la remise de l'échantillon de selles.

Votre centre de santé local

Des questions?

Communiquez avec Dépistage colorectal Yukon par téléphone au 867-667-5497 ou au 1-844-347-9856 (sans frais), ou par courriel à coloncheck.yukon@yukon.ca.

